

Kalibrační laboratoř Scanlab Praha

Dr. Marodyho 143, 196 00 Praha 9, tel.: 283 931 726, 777 931 801
info@kalibracepipet.cz, scanlab@scanlab.cz, www.kalibracepipet.cz

SCANLAB

- Kalibrace podle ČSN EN ISO 8655-6
- Akreditovaný rozsah pipety 1µl – 10ml
- Akreditovaný rozsah dávkovače 10µl – 100ml

Datum:

Jméno a příjmení:

Organizace:

Adresa:

Telefon:

Email:

Seznam pipet:

	Pipeta	Výrobní číslo	Kalibrace s justováním ¹	Hodnocení dle ČSN EN ISO 8655-2,5 ²	Kalibrace dle zákazníka ³
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

1 – Justování je nastavení na správný objem, nebo-li seřízení pipety nebo dávkovače.

2 – Hodnocení je poté součástí kalibračního listu a vyjadřuje shodu s ISO8655-2, 5.

3 – Pokud chcete pipetu nebo dávkovač kalibrovat na jiné objemy, než jsou dané normou, prosím, napište je sem.

1+2+3 - Prosíme označit zaškrtnutím

Prohlašuji, že měřidla byla **dekontaminována** od biologických a chemických materiálů a že výše uvedené informace jsou pravdivé.

Podpis objednavatele: